

# Digitální mobilní RTG přístroj pro pediatrii a neonatologii



## Canon CXDI-80C bezdrátový detektor

- ☐ Kvalitní snímek s minimální použitou dávkou
- ☐ Detekční plocha 27 x 35 cm
- ☐ Váha 2,5 kg
- ☐ Náhled snímku do 3 sekund
- ☐ Jednoduchá manipulace
- ☐ Lze zasunout do současných inkubátorů
- ☐ Možnost sdílení detektorů s jiným RTG zařízením



## Canon CXDI-60C kabelový detektor

- ☐ Kvalitní snímek s minimální použitou dávkou
- ☐ Detekční plocha 23 x 28 cm
- ☐ Váha 2,5 kg
- ☐ Náhled snímku do 3 sekund
- ☐ Jednoduchá manipulace

## CXDI 80C a CXDI 60C

Detektory Canon řady CXDI 80C a CXDI 60C jsou unikátní zejména svými malými rozměry, citlivostí a snadnou manipulací. Díky těmto vlastnostem jsou detektory využitelné v pediatrii a neonatologii, kde je předpokladem vysoká citlivost na rentgenové záření. I ty nejmenší detaily v zobrazení mohou ovlivnit konečnou diagnózu dítěte! Díky nové technologii Canon a novému SW jsou tyto předpoklady splněny bezzbytku.



**Canon**  
Authorised Dealer

**MobileDaRt Evolution**  
SHIMADZU

**AURA**

---

AURA Medical s.r.o.  
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4, Czech Republic  
Tel.: +420 244 910 200, fax: +420 244 910 169  
E-mail: [aura@aura-group.cz](mailto:aura@aura-group.cz)  
[www.aura-group.cz](http://www.aura-group.cz)