

Co to je ACCURIS[◇]?

ACCURIS je první unikondylární kolenní systém kombinující osvědčený design implantátu s jednoduchým a přesným instrumentáři pro méně invazivní operační přístup.

ACCURIS uni kolenní systém nabízí:

- Vybalancování kloubní linie
- Paralelní kloubní mezeru
- Precizní zaměření
- Opatrné kostní řezy
- Klinicky prověřený implantát



ACCURIS[◇] – vybalancování kloubní linie

Méně invazivní operační technika začíná použitím distanční měrky. Tato měrka se vkládá do kloubního prostoru a požívá se ke správnému stanovení kloubní linie. Kolen se správně vybalancuje dříve než se provede první řez.



ACCURIS[◇] – dokonale uspořádaná Onlay a Inlay tibiální operační technika

Jakmile je stanovena správná kloubní linie, řezací blok se vloží přes distanční měrku a srovná se s extramedulárním cílením. Unikátní tibio-femorální řezací blok spojující tibiální a femorální řezání, produkující perfektní paralelní flekční prostor.

ACCURIS[◇] – frézování během rozsahu pohybu

Frézovací technika femuru založená na tibiální resekcii zaručuje správné umístění implantátu ve flexi a extenzi.



ACCURIS[◇] – kvalitní provedení

ACCURIS[◇] kolenní systém připojuje OXINIUM[◇] Oxidized Zirkonium, patentovaný, velmi výkonný nosný materiál, který demonstruje dokonalé nosné vlastnosti. OXINIUM[◇] nabízí dokonalou odolnost proti odření, zvýšené klouzání, méně tření a tím menší opotřebení polyetylénu. V kombinaci OXINIUM[◇] Oxidized Zirkonium s ACCURIS[◇] uni kolenním systémem má Smith & Nephew v současné době velmi výkonný uni kolenní systém.

ACCURIS[◇] – výhody produktu

- Minimálně invazivní
- Malá kostní resekce ve srovnání s primární totální náhradou
- Zachování vazů (ACL & PCL)
- Možná snadná revize na primární Genesis[◇] II, je-li to zapotřebí
- Menší krevní ztráty oproti primární totální náhradě
- Rychlejší rehabilitace ve srovnání s primární totální náhradou



 We are **smith&nephew**



AURA Medical s.r.o.
K Verneráku 4
148 00 Praha 4
Tel.: 244 910 200
aura@aura-group.cz
www.aura-group.cz

◇ Ochranná známka Smith & Nephew